

vyvo™




 **sense**

The Smartband that
heightens your Senses,
listening to your body's voice.



QUICK START GUIDE

EN



1. PACKING LIST


The box contains the following items:



SENSE



Wristband



Instructions



2. HOW TO OPERATE

2.1. Charging

As shown below, press the release button on the back of the bracelet to make the main device detach from the strap.



Plug the detached main device into the USB port for charging (only one end with the metal electrode can be charged). When the device starts charging, there will be a vibration prompt, and the screen will show the status of charging.



Input voltage: 5V DC.

Charging time: about 1.5 hours.

Note: Please use a certified regular charger when charging.

2.2. Power On

Press and hold the screen for power on. If the device does not power on, please fully charge the device first.

2.3. APP Download

Download the VYVO Smart App from the App Store or Google Play Store.

Note: To use "VYVO Smart App" on an iPad, you need to select "iPhone only" when downloading it from the App Store.

2.4. Compatibility & Support

Support Android 4.4 or above, iOS 9.0 or above.

2.5. Connection

After the download has finished, open the App and register an account, then complete the connection process according to the operating instructions on the App.

NOTE:

a. In order to successfully connect a phone to the smartband, you

need to turn on the Bluetooth on the phone and connect to your device through the App.


b. The first time you connect to the App, the time on the smartband will not be consistent with your actual local time. Once the connection has been completed the time along with all the data for steps, calories & distance on the smartband will be reset.

c. The app needs permission to access your location if you are using an Android phone, so you need to ALLOW LOCATION ACCESS in System Settings in order to connect successfully.

2.6. Wearing the Device

To make the measured values more accurate, please wear the device one finger away from your wrist bone.

When exercising, please wear close to your skin and make sure that the device will not move along, slide, or jiggle with your movement.



3. INTRODUCTION FOR IMPORTANT FEATURES

3.1. Heart Rate Monitoring

The device contains PPG heart rate sensors and combined with HR algorithm, accurately monitors your heart.

Five heart rate zones are displayed during the exercises, but the detailed data can be checked after connecting and syncing to the VYVO Smart App.

Note: The light signal transmission might be blocked if your skin is too dry or too dark or with excess hair, which may lead to a measurement failure.

3.2. 15 Sports Modes

Slide up or down from the home screen to access "Sports" and there are 15 types of exercise for your choice: running, cycling, walking, treadmill, basketball, badminton, table tennis, tennis, football, volleyball, jumping rope, sit-ups, plank, aerobics, and swimming. After the exercise, you can directly check your results on the smartband. Detailed data shall be viewed after connecting and syncing to the app.

3.3. Sleep Monitoring

Wear the smartband when you go to bed at night, then you can check your sleep data monitored on the app after you get up in the morning. The smartband goes into sleep monitoring from 8:00 pm to 9:00 am the next day.

Note:

- 1.The sleep monitoring function will be stopped after you get up and move for 5-10 minutes.
2. Daytime sleep data won't be recorded.

3.4. Change the Smartband Face

Slide up or down from the home screen to access "Set", click "Set" and find "Dial" (Press and hold it to find more dials, swipe up or down to switch dial and click the bottom of the screen to confirm).

3.5. Alarm/Schedule

Alarm clock or Schedule are all set within the app, and the setting will be automatically synchronized to the device.

4. MORE INFORMATION

4.1. Waterproofing instructions

The waterproof level of SENSE is IP68.

Note:

1. Swim, shower, and wash hands only under cold water.
2. The device does not have a waterproof effect on corrosive liquids such as seawater, acid & alkaline solutions, and chemical reagents. In case of accidental contact with corrosive liquid, please clean it with clear water and dry it. Damages or defects caused by abuse or improper use are not covered by the warranty.

4.2. Firmware Upgrade

Go to the Device interface of the app and select firmware upgrade.

Notes:

1. Make sure that the battery level is more than 50% before upgrading.
2. During the upgrade process, you cannot quit halfway if the progress bar moves, keep the screen of your phone bright, and only when the upgrade is completed can you exit the interface. Otherwise, the upgrade will fail. Wait for the device to restart automatically if the upgrade fails. Then reconnect to the app for upgrading again.

4.3. Specification parameter

Product model	SENSE
Size	37 × 20 × 12 mm
Battery Capacity	Li-Polymer battery 75 mAh
Battery life	5-7 days (Exercise an average of half an hour a day; Receive an average of 30 messages and 4 calls a day; Raise your wrist to make the screen turn on 50 times; 24h heart rate monitoring turned on).
Working condition	0-40°C
Weight	About 27g
Display Size	0.96in TFT
Screen resolution	80 x 160 Pixels

5. DEVICE MAINTENANCE

5.1. Device care

Notice:

1. Do not use a sharp object to clean the device.
2. Avoid using solvents, chemical cleaners, or insect repellents that might damage plastic components of the device.
3. Thoroughly rinse the device with fresh water after exposure to chlorine, salt water, sunscreen, cosmetics, alcohol, or other harsh chemicals. Prolonged exposure to these substances can damage the device.
4. Avoid extreme shock and harsh treatment since it can reduce product life.
5. Do not expose to extreme temperatures that are too cold or too hot for a long time, which can cause permanent damage.
6. After each training, please rinse the smartband with clean water.

5.2. Cleaning the Device

1. Gently wipe the device by using a cotton cloth with a mild neutral detergent.
2. Wait for it to dry.


Note: Even the fainter sweat or moisture may cause the corrosion of the charging terminal when charging the device, which will also hinder the transmission of data and affect the charging.

6. IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

- If you have a pacemaker or other internal electronic device, consult your physician before using a heart rate monitor.
- The inside optical wrist heart rate monitor will occasionally emit green light and flashes. Consult your physician if you have epilepsy or are sensitive to flashes of light.
- Always consult your physician before beginning or modifying any exercise program.
- The device, accessories, heart rate monitor, and related data are intended to be used only for exercise monitoring, not medical purposes.
- The heart rate readings are for reference only, and no liability is accepted for the consequences of any wrong interpretation.
- Although the optical wrist heart rate monitor technology typically provides an accurate data for user's heart rate, there are inherent limitations with the technology that may cause some of the heart rate readings to be inaccurate under certain circumstances, including the user's physical characteristics, installation of the device and type & intensity of activity.

- The activity trackers rely on sensors to track your movement and other metrics. The data and information provided by the device are intended to assess your activity and metrics closely, but may not be completely accurate, including the data for step, sleep, distance, heart rate, and calories.
- Do not immerse or expose batteries to water or other liquids.
- Do not expose the device to a heat source or in a high-temperature location, for example, in an unattended vehicle in the sun. To prevent the possibility of damage, remove the device from the vehicle or store it out of direct sunlight, such as the glove box.
- When storing the device for an extended period of time, please store within the temperature ranges specified in the printed manual, which included in the product packaging.
- Do not use a power and/or USB cable that is not approved or supplied by the manufacturer.





1. パッケージ リスト


この箱には次のアイテムが入っています。



SENSE 本体



リストバンド



取扱説明書



2. 使用方法

2.1. 充電

次の図のように、プレスレットの裏側にあるリリースボタンを押して本体をストラップから外してください。



取り外した本体を充電用 USB ポートにつないでください（金属の電極がある側でのみ充電可能）。機器の充電がはじまるとバイブレーションで通知され、画面に充電ステータスが表示されます。



入力電圧：5V DC.

充電時間：約 1.5 時間

注意：充電には必ず正規の充電器を使用してください。

2.2. 電源を起動

画面を長押しすると、電源がオンになります。機器の電源が入らない場合は、まず完全充電状態にしてください。

2.3. アプリケーションのダウンロード

VYVO Smart App を App Store、Google Play Store よりダウンロードしてください。

注意：iPad で VYVO Smart App を使用するためには、App Store からダウンロード時に iPhone 専用を選択し、ダウンロードしてください。

2.4. 互換性

Android 4.4 以上、iOS 9.0 以上に対応しています。

- * Apple、Apple Pay、iPad、iPhone は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスのもとで使われています。
- App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。
- * Google、Google Play、Android は、Google LLC の商標または登録商標です。

2.5. 接続

ダウンロード完了後、アプリケーションを起動し、アカウント登録を行ったあと、アプリケーションの操作ガイドに従って接続を完了してください。


注意：

- a. スマートバンドと携帯電話を正しく接続するには、携帯電話の Bluetooth を起動し、アプリケーション経由でスマートバンドと接続する必要があります。
- b. アプリケーションへの初回接続時、スマートバンドの表示時刻と実際の時間が一致しないことがあります。初回接続時の時刻はカロリー計、歩行距離と共にリセットされます。
- c. Android 端末をご利用の場合は、アプリに位置情報へのアクセスを許可する必要があります。正常に接続できるよう、必ずシステム設定から位置情報へのアクセスを許可してください。

2.6. 機器の装着

測定値の精度を高めるため、手首の関節より指 1 本分離して装着してください。

運動中に機器が動いたりずれたりしないよう、しっかりと皮膚に密着するように固定してください。



3.1. 心拍数モニタリング

本機器では、PPG 心拍数センサーを用いて心拍数アルゴリズムを組み合わせることで、心拍数を正確にモニタリングすることができます。

運動中に 5 段階の心拍数レベルが表示され、VYVO Smart App に接続・同期すると詳細なデータを確認できます。

注意：皮膚が乾燥している、色黒、体毛が多いなどの場合には、光信号の伝達が妨げられ、測定できない場合があります。

3.2. 15 種類のスポーツ モード

メイン画面で上下にスライドして「Sports」を選択すると、15 種類の運動タイプから選択できる画面が表示されます。選択できるタイプはランニング、サイクリング、ウォーキング、トレッドミル、バスケットボール、バドミントン、卓球、テニス、サッカー、バレーボール、縄跳び、腹筋、プランク、エアロビクス、水泳です。測定値は運動後にスマートバンド上で直接確認できます。詳細なデータは、アプリに接続・同期して確認してください。

3.4. 睡眠モニタリング

就寝時にスマートバンドを着用しておけば、起床後にアプリ上で睡眠データを確認できます。スマートバンドは翌日の午後 8:00 から午前 9:00 まで睡眠モニタリング モードに入ります。

＊睡眠モニタリング機能は、起床後5～10分程度体を動かすと自動で停止します。

＊日中の睡眠データは記録されません。

3.5. スマートバンドのフェイス変更

メイン画面で上下にスライドして「Set」を選択し、タップしてください。「Dial」を長押しすると選択可能なダイヤルが表示され、上下スワイプで任意のダイヤルを選択できます。画面下部をタップすると選択内容が確定します。

3.6. アラーム / スケジュール

アラームクロックとスケジュールの設定はすべてアプリ内で行ってください。設定した内容は自動で機器に同期されます。

4. 追加情報

4.1. 防水に関する説明

SENSE の防水レベルは IP68 です。

- * SENSE を装着しての水泳、シャワー、手洗いは常温の水のみ。
- * SENSE には、海水、酸性、アルカリ性溶液などの腐食性の液体や化学試薬に対する防水効果はありません。誤って上記液体に触れた場合は、きれいな水で洗い、乾かしてください。乱用または不適切な使用によって引き起こされた損害は保証の対象外です。

4.2. ファームウェアのアップグレード

アプリの画面からファームウェアのアップグレードを選択してください。

- * アップグレードを行う前に、バッテリー残量が 50% 以上あることを確認してください。
- * アップグレードは途中でやめることができません。また、スマートフォンの画面は開いたままにしておき、アップグレードを完了するまではインターフェースを閉じないでください。画面を閉じるとアップグレードができません。アップグレードに失敗すると機器が自動的に再起動されますので、再度アプリに接続してアップグレードを行ってください。

4.3. 仕様書

製品モデル	SENSE
サイズ	37 × 20 × 12 mm
バッテリー容量	リチウム ポリマー バッテリー 75 mAh
バッテリー寿命	5～7日(1日当たり平均の運動時間30分、メッセージ受信30件、通話4件、画面オン50回、心拍数モニタリング24時間ON)
動作温度	0 ～ 40° C
重さ	約 27g
ディスプレイサイズ	0.96in TFT
画像解析度	80 x 160 Pixels

5. 機器のメンテナンス

5.1. 機器の保守

注意：

1. 機器の清掃に鋭利なものは使用しないでください。
2. 機器のプラスチック部品を損傷する恐れがある溶剤、化学洗剤、防虫剤の使用は避けてください。
3. 塩素、塩水、日焼け止め、化粧品、アルコール、その他刺激の強い化学薬品に触れた場合は、機器をきれいな水で十分に洗い流してください。これらの物質に長時間さらされると機器が損傷することがあります。
4. 機器の寿命を短くする恐れがあるため、極端な衝撃や過度な使用は避けてください。
5. 機器に損傷を引き起こす可能性があるため、極端に寒い、または極端に暑い環境での長時間の使用は避けてください。
6. トレーニングのあとは機器をきれいな水で洗い流してください。

5.2. 機器のクリーニング

1. マイルドな中性洗剤を付けた柔らかい布（フANNELなど）を使用し、機器を軽くふいてください。
2. よく乾かしてください。


注意：少しでも汗があると、機器を充電するときに充電端子が腐食する可能性があり、このことによりデータの送信を妨げ、充電に影響を与えます。

6. 重要な安全性と製品情報

- ・ペースメーカーや植込み型医療機器を装着されている場合は、心拍数モニターを使用する前にかかりつけの医師に相談してください。
- ・光学式手首心拍数モニターは、ときに緑色の光を発して点滅することがあります。てんかんを持っている場合やフラッシュ光に敏感な場合はかかりつけの医師にご相談ください。
- ・エクササイズプログラムを開始、または修正する場合は必ず医師にご相談ください。
- ・この機器と付属品および心拍数モニター、関連データは医療目的ではなく、あくまでも運動をモニタリングする目的でのみ使用されることを意図しており、決して医療目的を想定したものではありません。
- ・心拍数の測定値はあくまでも参考値であり、誤った解釈による結果については、当社は一切の責任を負うものではありません。
- ・光学式手首心拍数計測装置の技術は通常、ユーザーの心拍数を正確に表示することができますが、ユーザーの身体的特徴、機器の設置場所、運動の種類や強度など、特定の状況下では心拍数の測定値が不正確になる場合があります。

- ・ この機器が提供する歩数、睡眠状況、距離、心拍数などのデータはあなたの活動と測定基準を正確に評価することを意図していますが、すべてが完全に正確でない可能性があります。
- ・ バッテリーを水や他の液体に浸したり、さらしたりしないでください。
- ・ 直射日光の当たる車両など高温の場所に機器を放置しないでください。破損を防ぐため機器を車両から出しておくか、グローブボックスなどの直射日光を避けた場所に保管してください。
- ・ 機器を長期間保管する場合は、取扱説明書に記載された温度範囲内で保管してください。
- ・ 製造元によって承認されていない、または提供されていない電源ケーブルや USB ケーブルを使用しないでください。





1. 1. 包裝內容


盒內包含以下物品：



SENSE



錶帶



使用指南



2. 如何操作

2.1. 充電

如下圖所示，緊壓手錶後方的鬆脫鍵，使手錶與錶帶分離



將鬆開的錶身插入USB槽進行充電（僅於有金屬電極的一端才能充電）。當手錶開始充電時，會出現震動提示，螢幕會顯示為充電狀態



輸入電壓：5V DC

充電時間：約1.5小時

溫馨提醒：充電時請使用合規充電器

2.3. 開機方式

長按螢幕即可開機。若不能開機，請先將手錶充電完成


2.4. 相容性&支援

支援Android 4.4 或以上，iOS 9.0或以上作業系統

2.5. 如何穿戴此裝置

為了達成更精確的推估，請將手錶戴在距離腕骨一指寬的位置

當您運動的時候，請將手錶穿戴於貼緊皮膚的位置，確保手錶不會跟著您的動作晃動



3. 產品的重點特色

3.1. 心率監測

本裝置採用光體積變化描記感應器，結合HR演算法，穿戴時能準確監測心率

在運動過程中會顯示5個心率區域，但具體數據需要在連接並同步到第三方應用程式後方可進行查看。

溫馨提醒：若您的皮膚太乾、太黑或毛髮太多，光信號傳輸可能被阻斷，導致推估失敗

3.2. 15 種運動模式

在主螢幕上下滑動以選取「運動」功能，有15種運動方式可供選擇，包括：跑步、騎行、行走、跑步機、籃球、羽毛球、桌球、網球、足球、排球、跳繩、仰臥起坐、平板撐、有氧運動和游泳。運動結束後，您可以直接在智能手環上查看結果。連接並同步至第三方應用程式後方可進行查看

3.3. 睡眠監測

晚上睡覺時戴上手錶，早上起床後就可以在第三方應用程式上查看監測到的睡眠數據。本裝置從晚上8點到第二天早上9點進行睡眠監測

溫馨提醒：

1. 在您起床或移動5-10分鐘後，睡眠監測功能將停止
2. 白天的睡眠數據不會被記錄

3.4. 更換錶面顯示

在主螢幕上下滑動以選取「設定」功能，點選「設定」並找到「錶面」（長按查找更多的錶面，上下滑動以切換錶面並點擊螢幕下方圖示確認）

3.7. 鬧鐘 / 行事曆

鬧鐘或行事曆需要在第三方應用程式上設定，設定會自動同步更新到裝置上

4. 更多訊息

4.1. 防水說明

SENSE的防水等級為：IP68

溫馨提醒：

1. 請僅於冷水中游泳、淋浴及洗手
2. 本裝置於海水、酸性及鹼性溶液及化學試劑等腐蝕性液體中並不具備防水功能。若不小心接觸到腐蝕性液體，請用清水沖洗並晾乾。因濫用或不當使用造成的產品損害或缺陷，不包含在保固範圍內

4.2. 規格參數

產品型號	SENSE
尺寸	37 × 20 × 12 公厘
電池容量	鋰聚合物電池 75 毫安
電池待機時間	5–7天(平均每天運動半小時；平均每天收到30條短訊和4個電話；舉起手腕使螢幕亮起50次；開啟24小時心率監測。
工作環境	0–40°C
重量	約 27克
顯示器尺寸	0.96英吋
螢幕解析度	80 × 160 像素

5. 裝置維護

5.1. 維護裝置

請注意：

1. 請勿使用尖銳物品來清潔裝置
2. 請避免使用可能損壞裝置的溶劑，如：化學清潔劑或殺蟲劑
3. 若接觸氯、鹽水、防曬霜、化妝品、酒精或其他刺激性化學物質後，請用清水徹底沖洗裝置。長時間接觸這些物質會損壞裝置
4. 請避免劇烈震動和用力的對待，這將會縮短產品的使用壽命
5. 請勿長時間暴露在過冷或過熱的極端溫度下，否則可能會造成裝置永久性的損害
6. 在每次訓練結束後，請用清水沖洗手錶

5.2. 清潔裝置

1. 使用中性溫和的清潔劑，用棉布輕輕擦拭本裝置。
2. 等待乾燥


溫馨提醒：即使是微弱的汗液或水分也會在充電時造成充電接頭的腐蝕，阻礙數據的傳輸，影響充電的進行

6. 重要的安全和產品訊息

- 如果您身體內裝設心率調整器或其他電子設備，請在使用心率監測功能之前向醫生諮詢您的身體狀況
- SENSE手腕內側光學心率監測器偶爾會發出綠光和閃光。如果你患有癲癇或對閃光燈敏感，請先諮詢醫生再配戴
- 在開始或修改任何訓練計畫之前，請務必諮詢醫生
- 本設備、配件、心率監測器及相關資料僅用於運動監測，不能用於醫療診斷用途
- 心率讀數僅供參考，任何錯誤解釋的後果概不負責
- 儘管光學腕部心率監測器技術通常能針對用戶的心率提供準確的資料，但是固有技術的侷限性可能會導致在某些情況下部分心率讀數不準確，包括使用者的身體特性、裝置安裝情形及活動的類型和強度等
- 活動追蹤器依賴感測器來跟蹤您的運動和其他。本裝置提供的數據和資訊僅限於推估您的活動，但可能不完全準確，包括步數、睡眠、距離、心率和卡路里等資料

- 請勿將電池浸泡或暴露在水或其他液體中
- 請勿將本裝置暴露在熱源或高溫環境中，例如：長時間曝曬陽光的車裡。為了防止損壞，請將本裝置從車上取出，或存放在避光的地方，如置物箱(請確認車內溫度不會過高)
- 若欲長時間存放本裝置，請按產品包裝所附的使用手冊中規定的溫度範圍存放。
- 請勿使用未經製造商批准或提供的雜牌電源線和/或USB連接線





1. 包装内容


盒内包含以下物品:



SENSE智能手环



手环带



说明书



2. 如何操作

2.1. 充电

如下所示，按下手环后面的释放按钮，使主机与手环带分开。



将拆下的主机插入USB端口充电(仅带有金属电极的那一端才能充电)。
当设备开始充电时，会有震动提示，屏幕会显示正在充电



输入电压：5V DC.

充电时长：约1.5小时

注意：请使用正版充电器充电

2.3. 开机方式

长按屏幕开机，若无效，请先充电。

2.4. APP 下载

下载VYVO Smart APP： APP store iOS 版 Google Play store 安卓版

注意：若要在 iPad上使用，下载VYVO Smart APP 时需要在APP store 选择“仅供iPhone”。

2.5. 兼容&支持

支持 Android 4.4以上/ iOS 9.0以上版本

2.6. 连接

APP下载完成后，打开APP并注册一个账户，然后可根据APP上的操作指示完成连接。


温馨提示：

- a.您需要打开手机蓝牙并通过APP操作说明才能成功连接智能手环。
- b.第一次使用APP连接时，显示时间有可能与您当地时间不一致。完成连接后，手环上的时间、步数、卡路里、距离 数据将会重置。

c.如果你使用Android手机，该应用程序需要访问你的位置的权限，所以你需要在系统设置中允许位置访问，以便可以成功连接。

2.6. 穿戴设备

为了测量更准确，请将手环戴在离腕骨一指宽的地方。运动时，请贴近皮肤穿戴，并确保手环不会随着你的运动而移动。



3. 重要功能介绍

3.1. 心率监测

该设备采用PPG心率传感器，结合HR算法，准确监测心率。在测试过程中会显示五个心率区域，但具体数据需要在连接并同步到APP后方可进行查看。

温馨提示：如果你的皮肤太干或太黑或毛发过多，光信号传输可能会受阻，这可能导致测量失败。

3.2. 15种运动模式

从主屏幕上向上滑或向下滑就可以进入“运动”，有15种运动方式可供选择：跑步、自行车、步行、跑步机、篮球、羽毛球、乒乓球、网球、足球、排球、跳绳、仰卧起坐、平板支撑、健美操和游泳。锻炼结束后，你可以直接在智能手环上查看结果。连接并同步至app后即可查看详细数据。

3.3. 睡眠监测

晚上睡觉时戴上手环，早上起床后就可以在app上查看监测到的睡眠数据。手表从晚上8点到第二天早上9点进入睡眠监测。

注意：

- 1.在您起床或移动5-10分钟后，睡眠监测功能将停止。
- 2.白天的睡眠数据不会被记录。

3.4. 更换钟面显示

从主屏幕向上或向下滑动进入“设置”，点击“设置”找到“钟面”（长按查找更多的钟面，向上或向下滑动切换钟面并点击屏幕底部确认。

3.5. 闹钟/ 日程表

闹钟和日程需要在APP上设置，设置将会自动更新到设备上。

4. 更多信息

4.1. 防水说明

SENSE 智能手环的防水等级为IP68(50m)

注意：

1. 佩戴手环时，游泳、淋浴、洗手只能用冷水。
2. 该SENSE装置对海水、酸碱溶液、化学试剂等腐蚀性液体无防水作用。如不慎与腐蚀性液体接触，用清水清洗并烘干。由于滥用或不当使用而造成的损坏或缺陷不在保修范围内。

4.2. 固件升级

进入APP设备界面选择固件升级。

注意：

1. 升级前确保电池电量超过50%。
2. 在升级过程中，进度条移动时不能中途退出，手机屏幕保持明亮，只有升级完成后才能退出界面，否则升级失败。如果升级失败，等待设备自动重启。然后重新连接到APP进行升级。

4.3. 规格参数

产品型号	SENSE
尺寸	37 × 20 × 12 mm
电池容量	锂聚合物电池75毫安
电池续航时长	5-7天(平均每天锻炼半小时;平均每天收到30条短信和4个电话;举起手腕使屏幕打开50次;打开24小时心率监测)。
工作环境	0-40°C
重量	约27g
显示屏尺寸	0.96英寸
屏幕分辨率	80 × 160 像素

5. 设备维护

5.1. 维护设备

请注意：

1. 请勿使用尖锐物品来清洁设备
2. 避免使用溶剂、化学清洁剂或杀虫剂，以免损坏设备的塑料部件。
3. 接触氯、盐水、遮光剂、化妆品、酒精或其他刺激性化学物质后，用清水彻底冲洗设备。长接触这些物质会损坏设备。
4. 避免极端冲击和苛刻的处理，因为它可以减少产品寿命。
5. 不要长时间暴露在太冷或太热的极端温度下，这会造成永久性的伤害。
6. 每次训练结束后，请用清水冲洗手表。

5.2. 清洁设备

1. 使用中性温和的清洁剂，用棉布轻轻擦拭设备。
2. 等待至全干

注意：即使是比较微弱的汗液或水分也会在充电时造成充电终端的腐蚀，阻碍数据的传输，影响充电。


6. 重要的安全 and 产品信息

- 如果你身体内有心脏起搏器或有其他电子设备，请在使用心率监测功能之前咨询专业医疗人员
- SENSE手腕内测光学心率监测器偶尔会发出绿光和闪光。如果你患有癫痫或对闪光灯敏感，请先咨询医生再决定是否配戴。
- 在开始或修改任何锻炼计划之前，请务必咨询医生。
- 本设备、配件、心率监测器及相关数据仅用于运动监测，不能用于医疗诊断目的。
- 心率读数仅供参考，任何错误解释的后果概不负责。
- 尽管光学手腕心率监测器技术通常能给用户的心率提供一个准确的数据，但固有的局限性的技术可能会导致一些心率读数不准确，在某些情况下包括用户的身体特性、设备安装和活动类型以及活动强度。
- 活动跟踪器依赖传感器来跟踪你的运动和其他指标。该设备提供的数据和信息旨在密切评估你的活动和指标，但可能并不完全准确，包括步数、睡眠、距离、心率和卡路里等数据。
- 不要将电池浸泡在水或其他液体中。
- 不要将设备暴露在热源或高温环境中，例如，长时间暴晒的车里。为了防止损坏，请将该设备从车辆上取出，或将其

存放在避光的地方，如置物箱。

- 若长时间存放此设备，请按产品说明中规定的温度范围内存放。
- 请勿使用未经制造商批准或杂牌的电源线和/或USB电源线。





1. УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ


В коробке находится следующая продукция:



SENSE



Ремешок



Инструкция

2. КАК ЭТО РАБОТАЕТ

2.1. Зарядка

Как показано ниже, нажмите кнопку разблокировки на задней части браслета, чтобы основное устройство отсоединилось от ремешка.




Подключите отсоединенное устройство к USB-порту для зарядки (можно заряжать только один конец с металлическим электродом). Когда устройство начнет заряжаться, появится сообщение о вибрации, и на экране отобразится состояние зарядки.

Кнопка переключения для снятия браслета.



Направление зарядки.



Входное напряжение: 5V DC.

Время зарядки: около 1,5 часа

Примечание: Пожалуйста, используйте сертифицированное зарядное устройство при зарядке.

2.3. Включение

Нажмите и удерживайте экран для включения питания. Если устройство не включается, сначала полностью зарядите устройство.

2.4. Загрузка приложения

Загрузите приложение VYVO Smart в App Store или Google Play Store.

Примечание: Для использования "VYVO Smart App" на iPad, вам нужно выбрать "iPhone только" при загрузке из App Store.

2.5. Совместимость и Поддержка

Поддерживает Android 4.4 или выше, iOS 9.0 или выше.

2.6. Соединение

После завершения загрузки откройте приложение и зарегистрируйте учетную запись, затем завершите процесс подключения в соответствии с инструкцией по эксплуатации приложения.

ПРИМЕЧАНИЯ:

а. Для того, чтобы подключиться к смартфону, необходимо включить Bluetooth на телефоне и подключить устройство через приложение.


б. Первое подключение к смартфону не будет соответствовать фактическому местному времени. Как только соединение будет завершено, время с информацией о шагах, калориях и расстоянию на смарт-бэнде будут сброшены.

с. Если вы используете систему Android, вам необходимо РАЗРЕШИТЬ ДОСТУП К МЕСТОПОЛОЖЕНИЮ в Системных настройках для успешного подключения.

2.6. Как носить устройство

Чтобы сделать измеренные значения более точными, носите устройство на расстоянии одного пальца от запястья.

При выполнении физических упражнений, убедитесь что браслет соприкасается с кожей и что устройство не будет двигаться, скользить или покачиваться при движении.



3. ИНФОРМАЦИЯ О ВАЖНЫХ ФУНКЦИЯХ

3.1. Мониторинг сердечного ритма

Устройство содержит датчики сердечного ритма PPG и в сочетании с алгоритмом ЧСС, точно контролирует ваше сердце.

Во время упражнений показаны пять зон сердечного ритма, но подробные данные можно проверить после подключения и синхронизации с приложением VYVO Smart.

Примечания: Передача светового сигнала может быть заблокирована, если ваша кожа слишком сухая, слишком темная или слишком волосатая, что может привести к ошибкам измерения.

3.2. 15 Спортивных режимов

Передвигайте вверх или вниз в разделе “Sports” чтобы выбрать 15 различных режимов: бег, езда на велосипеде, ходьба, беговая дорожка, баскетбол, бадминтон, настольный теннис, теннис, футбол, волейбол, прыжки со скакалкой, приседания, доски, аэробика и плавание. После упражнения вы можете напрямую проверить свои результаты на смартфоне. Подробные данные должны

быть просмотрены после подключения и синхронизации с приложением.

3.3. Мониторинг сна

Вы можете проверить данные сна в приложении после того, как вы встаете утром. Smartband переходит в режим сна с 8:00 вечера до 9:00 утра следующего дня.

Примечания:

1. Функция контроля сна будет остановлена после того, как вы встанете и будете двигаться в течение 5-10 минут.
2. Данные дневного сна не будут записаны.

3.4. Замена заставки

Передвигайтесь вниз и вверх на домашней странице, нажмите на "Set" и "Dial" (нажмите и удерживайте, чтобы найти другие изображения, проведите пальцем вверх или вниз, чтобы набрать номер, и нажмите в нижней части экрана для подтверждения).

3.5. Будильник/Напоминание

Будильник или Напоминания установленные в приложении будут автоматически синхронизированы с устройством.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Инструкция по водонепроницаемости

Водонепроницаемость SENSE имеет уровень IP68.

Примечание:

1. Плавать, принимать душ и мыть руки можно только под холодной водой.
2. Устройство не оказывает водонепроницаемого воздействия на агрессивные жидкости, такие как морская вода, кислотные и щелочные растворы и химические реагенты. В случае случайного контакта с агрессивной жидкостью, пожалуйста, промойте устройство чистой водой и высушите его. Повреждения или дефекты, вызванные злоупотреблением или ненадлежащим использованием не подвергается гарантии.

4.2. Обновление прошивки

Перейдите в интерфейс устройства и выберите обновление прошивки.

Примечания:

1. Убедитесь, что уровень заряда батареи более 50% перед обновлением.
2. Во время обновления прошивки невозможно остановиться на пол-пути и вернуться назад. Экран должен всегда гореть пока не завершится обновление и вы не сможете выйти. Подождите пока устройство автоматически перезагрузится если обновление не удалось. Затем снова повторите обновление.

4.3. Техническая информация

Модель	SENSE
Размер	37 × 20 × 12 мм
Аккумулятор	Литий-полимерный аккумулятор 75 мАч
Срок службы батарейки	5-7 дней (Упражнения 30 минут в день; Получение около 30 сообщений и 4 звонков в день; Включение экрана около 50 раз; круглосуточный мониторинг сердечного ритма).
Рабочее состояние	0-40°C
Вес	Около 27гр
Размер экрана	0.96in TFT
Разрешение экрана	80 x 160 пикселей

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

5.1. Уход за устройством

Обратите внимание:

1. Не используйте острые предметы для чистки устройства.
2. Избегайте использования растворителей, химических чистящих средств или средств от насекомых, которые могут повредить пластиковые компоненты устройства.
3. Тщательно промойте устройство пресной водой после воздействия хлора, соленой воды, солнцезащитного крема, косметики, алкоголя или других агрессивных химикатов. Длительное воздействие этих веществ может повредить устройство.
4. Избегайте экстремальных ударов и резких воздействий, поскольку это может сократить срок службы изделия.
5. Не подвергайте воздействию экстремальных температур, которые слишком холодные или слишком горячие в течение длительного времени, что может привести к необратимому повреждению.
6. После тренировки промойте браслет чистой водой.

5.2. Чистка устройства

1. Аккуратно протрите устройство с помощью хлопчатобумажной ткани с мягким нейтральным моющим средством.
2. Подождите, пока оно высохнет.

Примечания: Даже слабый пот или влага могут вызвать коррозию зарядного устройства при зарядке устройства.

6. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

- Если у вас есть кардиостимулятор или другое внутреннее электронное устройство, проконсультируйтесь с вашим врачом перед физическими нагрузками и перед тем, как использовать мониторинг сердечного ритма.
- Внутренний оптический датчик сердечного ритма иногда излучает зеленый свет и мигает. Проконсультируйтесь с врачом, если у вас эпилепсия или вы чувствительны к вспышкам света.
- Всегда консультируйтесь с врачом перед началом или изменением любой программы упражнений.
- Устройство, аксессуары, монитор сердечного ритма и соответствующие данные предназначены для использования только для мониторинга физической нагрузки, а не в медицинских целях.
- Показания сердечного ритма не могут быть использованы при любой неправильной интерпретации.
- Ее смотря на то, что технология оптического монитора сердечного ритма обычно обеспечивает точные данные о частоте сердечных сокращений

пользователя, у технологии есть определенные ограничения, которые могут привести к тому, что некоторые показания сердечного ритма будут неточными при определенных обстоятельствах, связанных с физическими характеристиками пользователя, установкой устройства и видом физической деятельности.

- Трекер активности использует датчики для отслеживания вашего движения и других показателей. Данные и информация, предоставляемые устройством не всегда могут быть точными, включая данные о шаге, сне, расстоянии, частоте сердечных сокращений и калориях.
- Не погружайте и не подвержайте батареи воздействию воды или других жидкостей.
- Не подвержайте устройство воздействию источников тепла или высоких температур, например, не оставляйте устройства без присмотра на солнце. Чтобы предотвратить возможность повреждения, при снятии устройства не храните его под прямыми солнечными лучами.



Designed by VYVO in Silicon Valley - Assembled in China



vyvo™

MAKING LIFE WONDERFUL